

Infraroodlamp model S-20

Functies:

Infraroodlamp met zichtbaar licht, heeft een hoge stralingsfrequentie en is sterkdoorlaatbaarheid. Wordt gebruikt voor lokale infraroodstraling, die de bloedcirculatie kan versnellen en verbeteren. Verder versnelt de lamp wondgenezing met desinfecterende en ontstekingsremmende effecten. De lamp kan ook de penetratie en opname van actieve ingrediënten verbeteren als het samen met o.a. lichaamsverzorgingsproducten wordt gebruikt. Daarom is een infraroodlamp een van de noodzakelijke apparatuur in schoonheidssalons voor lichaamsverzorging en ontstekingsremmende behandelingen.

Instructies:

Steek de stekker in het stopcontact. Draai aan de schakelaar zodat de lamp aan gaat. Laat de lamp 2-3 minuten opwarmen. Richt vervolgens het licht uit op acupunctuurpunten of een pijnlijk gebied. De afstand tussen de lamp en uw huid is ongeveer 10-20 cm. Haal na elke behandeling de stekker weer uit het stopcontact en zorg ervoor dat u ervan verzekerd bent dat de lamp uit staat.

1. Voor ziektepreventie en gezondheidszorg is 1-2 keer per dag goed genoeg met 20 minuten per behandeling.
2. Voor de behandeling van verschillende ziekten is 2-3 keer per dag voldoende met 20-30 minuten voor elke keer. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is 15-20 minuten goed.
3. Voor acute patiënten: 3-6 keer voor een behandeling.
4. Voor subacute patiënten: 7-10 keer voor een behandeling.
5. Voor chronische patiënten: 20-30 keer een behandeling.

Opmerking: sta erop dat u strikt volgens de instructies gebruikt en dat er voldoende tijd is. Een behandeling van 5 of 10 minuten heeft geen effect. Wees niet gehaast voor snelle resultaten.

Het infrarode fysiotherapeutische instrument is het meest ideale apparaat voor moderne familie geworden, ziekenhuis, apotheek en kliniek.

Deskundigenconclusie laat zien dat het gebruik van een infraroodlamp een significant effect heeft op;

De uitharding artritis, scapulohumerale peri-artritis, flebitis, reumatoïde artritis, acute mastitis, hypertensie, lumbago, buikpijn, dysmenorroe, schurft, knobbeltje, wondgenezing, osteoproliferatie, laaggradig wondinfectie, epicondylitis, fibrositis, gewrichtsverstuiking en meer.

Het gebruik van de lamp is veilig en heeft geen bijwerkingen.

Technische specificaties:

- Gewicht: 3.5KG
- Spanning: 100V - 240V
- Frequentie: 50HZ - 60HZ
- Vermogen: 275W
- Kleur: Wit



1. Klik de wielen vast onder het voetstuk

2. Schroef de stang vast via de onderkant, zorg dat deze goed vastzit.

3. Als de stang vast zit, en alle wielen zitten er onder, zet het voetstuk op de grond.

4. Draai de stang wat losser en haal de stang omhoog, dit is om ruimte te maken voor het monteren.

5. Vul het voetstuk met water.

6. Draai de lamp vast aan de uitgerekte stang, zorgt dat deze goed vastzit.

Monteer het instrument volgens de montagestappen in het schematische diagram.

Stop met gebruiken? Schakel de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact. Als de lamp vuil, vingerafdrukken of andere vlekken heeft, gebruik dan een schoon stukje papier om de lens schoon te vegen. Doe dit minimaal 6uur na gebruik van de lamp. Geef de lamp de tijd om af te koelen.

Pas op voor krassen op de lens.